




## Pacey Cuff – Die Penismanschette der Sie vertrauen können.

So ermitteln Sie Ihre Manschetten-Größe




### Ausdrucken

Drucken Sie diese Seite in **Originalgröße (100%)** aus.



### Ausschneiden

Schneiden Sie das skizzierte Maßband entlang der gestrichelten Linie aus und den Schlitz an der gekennzeichneten Stelle ein.



### Maß nehmen

Legen Sie das Maßband ungefähr 1-2 cm von der Peniswurzel entfernt um Ihren Penis und stecken Sie das Ende des Maßbandes durch den Schlitz.



### Größe bestimmen

Lesen Sie nun Ihr Messergebnis:

**bis 7 cm** = Schmal / Spezial  
**ab 7-11 cm** = Medium / Regulär  
**ab 11,5 cm** = Large / Groß

Bitte rufen Sie uns an – Tel: +49 (0)8807-91138  
 Wir beraten Sie gerne.